











Si vous avez des questions ou des commentaires sur le produit, veuillez contacter le service d'assistance téléphonique Axio Biosolutions à l'adresse care@axiobio.com ou au numéro +91 8860786067

| | |
|---|--|
|  | Tenir éloigné de la lumière du soleil |
|  | Maintenir au sec |
|  | Ne pas réutiliser |
|  | Ne pas re-stériliser |
|  | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé |
|  | Date de fabrication |
|  | Date d'expiration |
|  | Numéro de lot |

SPR/FRI/148/22/Rev00

SureTM
Klot

POUDRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

 **AXIO**[®]

 **Fabriqué par:**

Axio Biosolutions Private Limited
Plot 18, Gujarat Pharma Techno Park
Sari Matoda, Sanand Taluka
Ahmedabad-382220, Gujarat, India.

Mfg License no: MFG/MD/2020/000102

Customer Care: +91 88607 86067

Email: info@axiobio.com | Web: www.axiobio.com

SUREKLOT™

DESCRIPTION DU DISPOSITIF:

La poudre SureKlot est une poudre jaune pâle à blanc crème pour application locale, contenant 100 % de chitosan. Elle est utilisée pour fournir un environnement optimal pour le traitement des plaies et le contrôle des saignements des plaies causées par les griffures, les lacérations, les abrasions, la taille des becs et autres coupures mineures au cours des procédures vétérinaires. Il est conçu pour entrer en contact avec l'exsudat de la plaie et maintenir un environnement humide à la surface de la plaie. Il peut également être utilisé sur les animaux infectés par des tiques, des poux, des asticots, des acariens ou des piqûres de puces.

ACTION:

La poudre SureKlot possède des propriétés d'absorption élevées et aide à la gestion de l'exsudat de la plaie. Elle arrête immédiatement les saignements mineurs par effet de tamponnement, en absorbant rapidement le plasma sanguin et en concentrant les facteurs de coagulation au site de la plaie. Il protège les plaies des infections microbiennes externes. Elle maintient également l'environnement humide de la plaie. La poudre SureKlot se répartit facilement sur le lit de la plaie, améliorant ainsi la surface de contact du pansement.

INGREDIENTS:

100 % Chitosan

UTILISATION PRÉVUE:

La poudre SureKlot est destinée à la gestion des exsudats et au contrôle des saignements mineurs dans les plaies vétérinaires externes.

INDICATIONS D'UTILISATION:

La poudre SureKlot est indiquée pour les coupures ouvertes, les plaies de surface, les tissus granuleux, la chair fièvre et les saignements capillaires.

MODE D'EMPLOI:

1. Ouvrez le sachet et prenez le flacon de poudre.
2. Verser la poudre sur la plaie et appliquer une pression si la plaie saigne.
3. L'effet hémostatique de la poudre SureKlot est plus important lorsqu'elle est appliquée à sec ; il ne faut donc pas l'humidifier avec de l'eau ou du sérum physiologique avant de l'appliquer.
4. Appliquez un pansement secondaire si nécessaire.
5. Pour retirer le pansement, irriguer avec une grande quantité de solution saline et d'eau pour s'assurer que la poudre SureKlot est éliminée.

AVERTISSEMENTS:

- Pour un usage externe sur un vétérinaire uniquement.
Ne pas planter.
- Si l'affection ne répond pas dans les 7 jours, consultez un vétérinaire.
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Contient du chitosan provenant de coquillages. La matière naturelle a tendance à changer de couleur. L'efficacité reste inchangée quelle que soit la couleur.

STOCKAGE ET MANIPULATION:

Conserver à température ambiante. Évitez la lumière directe du soleil, la chaleur et l'humidité

Flacon de poudre de 10 ml -SKVP10